





ADVAN	4
ONE IMPLANT SYSTEM	6
BIBLIOGRAPHY	10
IMPLANT DESIGN	12
IMPLANT PACKAGING	14
SURGICAL KIT	18
IMPLANT DRIVER SET	20
SURGICAL INSTRUMENTS	22
ONE INTERNAL	28
ONE CONICAL	42
WARRANTY	56
SYMBOLS	58

COLLEGHIAMO LE ESIGENZE CLINICHE DEL TEAM ODONTOIATRICO CON LA RICERCA SCIENTIFICA E LA TECNOLOGIA DELL'INDUSTRIA

WE LINK THE CLINICAL NEEDS OF THE DENTAL TEAM WITH THE SCIENTIFIC RESEARCH AND THE INDUSTRY TECHNOLOGY

ENLAZAMOS LAS NECESIDADES CLÍNICAS DEL EQUIPO DENTAL CON LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y LA TECNOLOGÍA DE LA INDUSTRIA

► **Advan** persegue una visione innovativa dell'implantologia: mettere il sistema implantare al centro del flusso digitale come fondamentale e imprescindibile necessità del team odontoiatrico per soddisfare al meglio le richieste del proprio paziente.

Con questa finalità **Advan** nasce dall'unione di due aziende con più di 25 anni di esperienza nella progettazione, produzione e vendita di prodotti per l'implantologia dentale e con il fine di distribuire i propri prodotti in Italia ed in tutto il mondo.

Advan può seguire integralmente lo sviluppo di un prodotto medicale, dall'idea all'ingegnerizzazione, dai test meccanici alla gestione della sperimentazione clinica fino alla certificazione e produzione di serie.

Questa certificazione è rilasciata per il sistema totale di qualità, tutte le attività sono perciò soggette alle procedure previste dal manuale di qualità, i processi produttivi costantemente monitorati per garantire la qualità e la sicurezza dei prodotti e la loro rintracciabilità.

Le attività operative si svolgono in due distinti siti produttivi: le lavorazioni meccaniche di precisione presso lo stabilimento, esclusivamente dedicato ai prodotti medicali impiantabili, dotato delle più aggiornate macchine utensili a controllo numerico (CNC) per fornire un prodotto di assoluta precisione, mantenuta rigorosamente nel tempo per tutti i lotti e controllata con sistemi evoluti nel campo della metrologia (misuratori laser); i trattamenti superficiali, l'assemblaggio dei semilavorati, la marcatura, la decontaminazione e il packaging sono effettuati nel sito produttivo dotato di una camera bianca certificata per la produzione di prodotti medicali impiantabili (Clean Room di classe ISO 7).

Advan mette anche a disposizione il proprio know-how e le strutture operative per Aziende o Professionisti che vogliano realizzare i propri progetti offrendo tutte le risorse necessarie dallo sviluppo dei prototipi alla produzione.

In **Advan** l'esperienza si coniuga alla costante e meticolosa attenzione agli sviluppi che riguardano i materiali, la passione per l'innovazione, le tecnologie produttive più aggiornate e gli orientamenti clinici del proprio settore, supportata dal contributo scientifico dei nostri Opinion Leaders.

Mission

Studiare e implementare sistematiche implantari semplici da gestire, con elevate performances cliniche e risultati altamente predicibili nel lungo termine, anche attraverso il flusso digitale, sono gli obiettivi chiari e definiti che ognuno, in **Advan**, conosce e persegue costantemente.

Advan è impegnata a creare valore per i Pazienti e i Professionisti, tutti sono personalmente responsabili e consapevoli di quanto la qualità dei prodotti influisca ogni giorno sulla qualità della vita di migliaia di persone.





Advan pursues an innovative vision of implantology: the implant system is placed at the center of the digital workflow as an essential requirement for any dental team in order to meet at best the clinical needs of patients.

With this purpose, **Advan** is the result of the union of two companies with more than 25 years of experience in design, production and sale of dental implant products and with the aim of distributing their products in Italy and worldwide.

Advan can fully follow the development of a medical product, from concept to engineering, from mechanical tests to management of clinical trials up to certification and mass production.

This certification is issued for the total quality system, all activities are therefore according to the operating procedures of the quality manual, the production processes constantly monitored to ensure the quality and safety of the products and their traceability.

Operational activities are carried out in two separate production sites: precision machining at the plant, exclusively dedicated to implantable medical products, equipped with the most up-to-date CNC machines for providing a product of superior precision, strictly duplicated for every lot and controlled with the most advanced systems of metrology (laser technology); surface treatments, assembly of semi-finished products, marking, decontamination and packaging are carried out at the production site equipped with a certified cleanroom for the production of implantable medical products (ISO 7 Class Clean Room).

Advan also provides its know-how and operative structures for companies or professionals who want to carry out their projects, offering all the necessary resources and support from the development of prototypes to production.

In **Advan** the experience is combined with the constant and meticulous attention concerning the materials development, the passion for innovation, the most up-to-date production technologies and the clinical guidelines, supported by the scientific contribution of our Opinion Leaders.

Mission

To study and to generate implants systems that are easy to use, with high clinical performances and highly predictable long term results, also through the digital workflow, are the clear and defined objectives that everyone, in **Advan**, knows and constantly pursues.

Advan is committed to deliver significant value to Patients and to Professionals, everyone is personally responsible and aware that quality of products touches the quality of life for thousands of lives every day.



Advan persigue una visión innovadora de la implantología: el sistema de implantes se coloca en el centro del flujo de trabajo digital como un requisito esencial para cualquier equipo dental con el fin de satisfacer, en el mejor de los casos, las necesidades clínicas de los pacientes.

Con este propósito, **Advan** es el resultado de la unión de dos empresas con más de 25 años de experiencia en el diseño, producción y venta de productos de implantes dentales y con el objetivo de distribuir sus productos en Italia y en todo el mundo.

Advan puede seguir completamente el desarrollo de un producto médico, desde el concepto hasta la ingeniería, desde pruebas mecánicas hasta la gestión de ensayos clínicos hasta la certificación y la producción en masa.

Esta certificación se emite para el sistema de calidad total, todas las actividades son por lo tanto sujetas a los procedimientos de operación del manual de calidad, los procesos de producción son constantemente monitoreados para garantizar la calidad y seguridad de los productos y su trazabilidad.

Las actividades operativas se llevan a cabo en dos sitios de producción separados: mecanizado de precisión en la planta, dedicado exclusivamente a productos médicos implantables, equipado con las máquinas CNC más actualizadas para proporcionar un producto de precisión superior, estrictamente duplicado para cada lote y controlado con los sistemas más avanzados de metrología (tecnología láser); los tratamientos de superficie, ensamblaje de productos semiacabados, marcado, descontaminación y envasado se llevan a cabo en el sitio de producción equipado con una sala limpia certificada para la producción de productos médicos implantables (ISO 7 Class Clean Room).


Advan también proporciona su know-how y estructuras operativas para empresas o profesionales que desean llevar a cabo sus proyectos, ofreciendo todos los recursos necesarios y el apoyo desde el desarrollo de prototipos hasta la producción.

En **Advan**, la experiencia se combina con la atención constante y meticulosa en relación con el desarrollo de materiales, la pasión por la innovación, las tecnologías de producción más actualizadas y las directrices clínicas, respaldadas por la contribución científica de nuestros líderes de opinión.

Misión

Estudiar y generar sistemas de implantes fáciles de usar, con un alto rendimiento clínico y resultados a largo plazo altamente predecibles, también a través del flujo de trabajo digital, son los objetivos claros y definidos que todos, en **Advan**, conocen y persiguen constantemente.

Advan se compromete a ofrecer un valor significativo a los pacientes y profesionales, todos son personalmente responsables y conscientes de que la calidad de los productos afecta la calidad de vida de miles de personas todos los días.



ONE Born Digital

Il **sistema implantare ONE** nasce dall'esperienza di oltre 25 anni di **Advan** nella progettazione, produzione e vendita di impianti dentali e strumenti dedicati alla riabilitazione protesica implantare.

ONE è sinonimo di semplicità, compatibilità e versatilità racchiuse in un unico impianto dentale.

La vite impianto è di concezione moderna e innovativa e grazie alla sua peculiare spira apicale è in grado di garantire facilità di posizionamento della vite, un'ottima stabilità primaria pur essendo un impianto immediato nella sua comprensione d'utilizzo ma performante anche con tecniche chirurgiche avanzate come la ricerca del bicorticalismo nel carico immediato del mascellare superiore o la facilità di trovare una grande stabilità primaria nei post-estrattivi immediati. L'apice atraumatico delle viti endosse **ONE** permette di realizzare mini-rialzi del seno mascellare anche senza l'ausilio di materiali riempitivi. L'esperienza di **Advan** con sistemi implantari di alto livello ha permesso di mutuare caratteristiche innovatrici anche in un sistema implantare più immediato nel suo utilizzo: il suo modulo crestale a rispetto del tessuto osseo marginale e il canale di scarico dei fluidi a rispetto del tessuto osseo alveolare sono due esempi significativi del lavoro di trasferimento di know-how rendendo queste specifiche a disposizione di tutti gli implantologi.

Il **sistema ONE** si caratterizza da un unico kit chirurgico e una sola morfologia esterna di vite endossea ma potendo scegliere tra tre differenti connessioni:

- **esagonale interna**, per poter gestire con facilità e senza cambiare la propria esperienza clinica la maggior parte della casistica implantare dall'edentulia singola alla riabilitazione totale (connessione compatibile con il sistema a connessione interna più diffuso al mondo);
- **conica interna**, per gestire al meglio i tessuti duri e molli perimplantari nei settori estetici o quando la disponibilità tissutale richiede una gestione accurata del connettivo gengivale (connessione compatibile con il **sistema Advan GTB**);
- **esagonale esterna**, per riabilitazioni implantari a basso impatto economico quali Toronto Bridge o Overdenture (connessione compatibile con il sistema a connessione esterna più diffuso al mondo), disponibile nel 2020.

La sequenza frese per posizionare le viti endosse **ONE** è facile ed intuitiva, non richiede strumenti rotanti specifici ed è basata sulla sequenza frese più diffusa al mondo così da rendere facilmente fruibile il **sistema implantare ONE** anche all'odontoiatra che ha da poco investito su di un kit chirurgico o che abbia da poco sostituito le frese del kit.

The **ONE Implant System** has been designed with the over 25 years experience of **Advan** in the design, production and sale of dental implants and instruments dedicated to implant prosthetic rehabilitation.

ONE is synonymous with accuracy, simplicity, compatibility and versatility contained in a single dental implant.

The **ONE implant** screw has a modern and innovative design and, thanks to its peculiar apical treads, guarantees an easy positioning and an excellent primary stability even if it's a very user friendly implant system, but performing with advanced surgical techniques too (i.e. reaching bicorticalism in the immediate loading of the upper jaw or finding great primary stability in immediate post-extraction sockets). The atraumatic apex of the **ONE** implant screws allows mini-elevation of the maxillary sinus even without the aid of bone grafts. **Advan's** experience with high-end implant systems has allowed to use innovative features even in a more easy to use implant system: the crestal module (to respect the marginal bone) and the fluid discharge channel (to respect the alveolar bone) are two significant examples of the know-how transfer, making these specifications available to all professionals.

The **ONE system** is characterized by a single surgical kit and a single fixture design but available with three different connections:

- **Internal hexagonal**, to easily manage most of the clinical cases, from single implant to full arch rehabilitation, without changing the professional's habits (connection compatible with the most widespread internal connection system in the world);
- **Internal conical**, to better manage the hard and soft tissues in the aesthetic sectors or when the tissue availability requires an accurate management of the connective gingival (connection compatible with the **Advan GTB Implant System**);
- **External hexagonal**, for money saving implant rehabilitations such as Toronto Bridge or Overdenture (connection compatible with the most widespread external connection system in the world), available in 2020.

The drills sequence is easy and intuitive, does not require specific rotating instruments and is based on the most widespread drills sequence so that **ONE Implant System** can be easily used even by professionals who has recently invested in a new surgical kit or that has just replaced the drills.

El **sistema de implantes ONE** ha sido diseñado con la experiencia de más de 25 años de Advan en el diseño, producción y venta de implantes dentales e instrumentos dedicados a la rehabilitación protésica de implantes.


ONE es sinónimo de precisión, simplicidad, compatibilidad y versatilidad contenida en un solo implante dental.

El **tornillo de implante ONE** tiene un diseño moderno e innovador y, gracias a sus pisadas apicales peculiares, garantiza un fácil posicionamiento y una excelente estabilidad primaria, incluso si es un sistema de implantes muy fácil de usar, pero también con técnicas quirúrgicas avanzadas (es decir, alcanzar el bicorticalismo en la carga inmediata de la mandíbula superior o encontrar una gran estabilidad primaria en los zócalos de post-extracción inmediatos). El vértice atraumático de los **tornillos de implante ONE** permite una mini elevación del seno maxilar incluso sin la ayuda de injertos óseos. La experiencia de **Advan** con los sistemas de implantes de alta gama ha permitido utilizar características innovadoras incluso en un sistema de implantes más fácil de usar: el módulo crestal (para respetar el hueso marginal) y el canal de descarga de fluido (para respetar el hueso alveolar) son dos ejemplos significativos de la transferencia de know-how, poniendo estas especificaciones a disposición de todos los profesionales.

El **sistema ONE** se caracteriza por un solo kit quirúrgico y un diseño de accesorio único pero disponible con tres conexiones diferentes:

- **Hexagonal interno**, para manejar fácilmente la mayoría de los casos clínicos, desde implantes únicos hasta rehabilitación de arco completo, sin cambiar los hábitos del profesional (conexión compatible con el sistema de conexión interna más extendido en el mundo);
- **Cónico interno**, para administrar mejor los tejidos duros y blandos en los sectores estéticos o cuando la disponibilidad de tejidos requiera un manejo preciso de la encía gingival (conexión compatible con el **sistema de implantes Advan GTB**);
- **Hexagonal externo**, para rehabilitaciones de implantes que ahorran dinero, como Toronto Bridge o Overdenture (conexión compatible con el sistema de conexión externa más extendido en el mundo), disponible en 2020.

La secuencia de ejercicios es fácil e intuitiva, no requiere instrumentos rotativos específicos y se basa en la secuencia de ejercicios más extendida, de modo que el **Sistema de Implante ONE** puede ser utilizado fácilmente incluso por profesionales que han invertido recientemente en un nuevo kit quirúrgico o que acaba de reemplazar el ejercicios



ONE

Born Digital



La connessione protesica, a prescindere dalla tipologia di connessione scelta, garantisce un platform shifting nativo e presente su tutti i diametri di impianto. Inoltre, l'unica connessione per tutti i diametri implantari rende snelle e a prova di errore le fasi di protesizzazione dell'impianto.

Le componenti protesiche sono state accuratamente selezionate per permettere di lavorare con facilità ma mantenendo uno standard estetico e qualitativo elevato, ovvero tutto ciò che richiede uno studio dentistico attivo e dinamico. L'economia di studio la si gestisce anche scegliendo sistemi implantari che permettano con poche componenti protesiche di ottenere il risultato prefissato, tutto perfettamente integrato nei più diffusi sistemi digitali di acquisizione dati e produzione protesica digitalizzata: **ONE è un sistema Digitale Nativo**. La grande esperienza **Advan** nella gestione dei più moderni flussi di lavoro digitali permette a tutti i nostri clienti di aggiornare il metodo di lavoro di clinica e laboratorio, oppure di richiedere una perfetta integrazione del sistema implantare nel flusso di lavoro già presente.

Questa grande versatilità e compatibilità rende il **sistema ONE** ideale per gli implantologi che preferiscono cambiare tipologia di connessione protesica in relazione al tipo di riabilitazione protesica ma diventa uno strumento incredibilmente efficiente ed efficace per le cliniche nelle quali lavorano più chirurghi implantari, ognuno con la sua filosofia di lavoro, garantendo una standardizzazione del flusso di lavoro e di approvvigionamento del materiale.



The prosthetic connection, regardless of the type of connection chosen, guarantees a native platform shifting present on all implants diameters. Furthermore, the single connection diameter makes the implant prosthodontics quick and save.

The prosthetic components have been carefully selected to allow you to work with ease but maintaining a high aesthetic&funcional standard, that's all is needed by modern dental practice. The dental practice should always choose an implant systems that allow to achieve the pre-established result using just a limited number of prosthetic components, everything perfectly integrated into the most widespread digital diagnostic systems and digital prosthodontics production: **ONE is a Native Digital System.**

Advan's experience in managing the digital workflow allows all our customers to update their workflow or to ask for a perfect integration of Advan's Implant System with the workflow already established.

The great versatility and compatibility makes **ONE Implant System** ideal for professionals who need to switch the implant prosthetic connection in relation of the prosthetic rehabilitation. ONE Implant System becomes an incredibly efficient and effective tool for dental practice with multiple implant surgeons, each with its own philosophy of work, ensuring a standardization of workflow and material supply.



La conexión protésica, independientemente del tipo de conexión elegida, garantiza un cambio de plataforma nativo presente en todos los diámetros de los implantes. Además, el único diámetro de conexión hace que la prótesis de implantes sea rápida y segura.

Los componentes protésicos han sido cuidadosamente seleccionados para permitirle trabajar con facilidad, pero manteniendo un alto estándar estético y funcional, eso es todo lo que necesita la práctica dental moderna.

La práctica dental siempre debe elegir un sistema de implantes que permita alcanzar el resultado preestablecido utilizando solo un número limitado de componentes protésicos, todo perfectamente integrado en los sistemas de diagnóstico digital y prótesis digitales más extendidos: **ONE es un sistema digital nativo.**

La experiencia de **Advan** en la gestión del flujo de trabajo digital permite a todos nuestros clientes actualizar su flujo de trabajo o solicitar una integración perfecta del sistema de implantes de **Advan** con el flujo de trabajo ya establecido.

La gran versatilidad y compatibilidad hace que **ONE Implant System** sea ideal para los profesionales que necesitan cambiar la conexión protésica del implante en relación con la rehabilitación protésica. El sistema de **implantes ONE** se convierte en una herramienta increíblemente eficiente y eficaz para la práctica dental con múltiples cirujanos de implantes, cada uno con su propia filosofía de trabajo, que garantiza una estandarización del flujo de trabajo y el suministro de material.


BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAPHY

BIBLIOGRAFÍA

- (1) Baggi L, Di Girolamo M, Mirisola C, Calcaterra R: Implant Dent. 2013 Aug;22(4):344-50. doi: 10.1097/ID.0b013e3182943062. Microbiological evaluation of bacterial and mycotic seal in implant systems with different implant-abutment interfaces and closing torque values.
- (2) Baggi L, Cappelloni I, Di Girolamo M, Maceri F, Vairo G: J Prosthet Dent. 2008 Dec;100(6):422-31. doi: 10.1016/S0022-3913(08)60259-0. The influence of implant diameter and length on stress distribution of osseointegrated implants related to crestal bone geometry: a three-dimensional finite element analysis.
- (3) Rompen et al.: J Prosthet Dent. 2007 Jun; 97(6 Suppl): S119-25
Soft tissue stability at the facial aspect of gingivally converging abutments in the esthetic zone: a pilot clinical study
- (4) Guo X E 2001
Biomechanics and Remodeling of Trabecular Bone, in Recent Advances in Biomechanics, Edited by C. Zhu and M. Long, Chinese Higher Education Press and Springer-Verlag, pp 120-129
- (5) Biasotto M, Di Lenarda R, Cadenaro M:
Effects on titanium surface topography of different surface treatments; J Dent. Res. 2000, 79 (special issue), abstr. 1757
- (6) Sandrucci M A, Basa M, Biasotto M, Bareggi R:
Fibronectin (FN) arrangement and collagen expression in human fibroblast cultured on titanium surface; Italian Journal of anatomy and embryology (Liv congress società di anatomia, Firenze 21-14 settembre 2000), 2000 vol.105, suppl.1:209

- (7) Di Lenarda R, Biasotto M, De Stefano Dorigo E:
Il titanio e le sue leghe in odontoiatria; Odontoiatria 2001, 2:123-130
- (8) Biasotto M, Scuor N, Chiesa R, Schimd C, Di Lenarda R, Cigada A:
Caratterizzazione di superfici di titanio per impianti; Biomateriali 2001, 15(1):5-13
- (9) Biasotto M, Cadenaro M, Scuor N, Di Lenarda R, De Stefano Dorigo E:
Valutazione comparativa del trattamento di superficie in 5 sistemi implantari; Quintessence International 2002
- (10) Hansson S:
Implant-abutment interface: biomechanical study of flat top versus conical. Clin Impl Dent Rel Res 2000;2(1):33-41. ID No. 75159
- (11) Hansson S:
A conical implant-abutment interface at the level of the marginal bone improves the distribution of stresses in the supporting bone. An axisymmetric finite element analysis. Clin Oral Implants Res 2003;14(3):286-93. ID No. 79030
- (12) Meleo D, Baggi L, Di Girolamo M, Di Carlo F, Pecci R, Bedini R:
Ann Ist Super Sanita. 2012;48(1):53-8.DOI: 10.4415/ANN_12_01_09. Fixtu- re-abutment connection surface and micro-gap measurements by 3D micro-to- mographic technique analysis.
- (13) Calcaterra R, Di Girolamo M, Mirisola C, Baggi L:
Int J Periodontics Restorative Dent. 2016 Mar-Apr;36(2):275-80. doi:10.11607/ prd.2082. Effects of Repeated Screw Tightening on Implant Abutment Interfaces in Terms of Bacterial and Yeast Leakage in Vitro: One-Time Abutment Versus the Multiscrewing Technique.
- (14) Rocci A, Calcaterra R, Di Girolamo M, Rocci M, Rocci C, Baggi L:
Oral Implantol (Rome). 2016 Jul 23;8(4):87-95. doi: 10.11138/orl/2015.8.4.087. eCollection 2015 Oct-Dec. The influence of micro and macro-geometry in term of bone-implant interface in two implant systems: an histomorphometrical study.
- (15) Rocci A, Calcaterra R, Rocci M, Rocci C, Di Girolamo M, Baggi L:
Oral Implantol (Rome). 2016 Nov 13;9(1):11-16. doi: 10.11138/orl/2016.9.1.011. eCollection 2016 Jan-Mar. Different performance of platform switching in equi-crestal position implant: an histological study.
- (16) Small & Tarnow:
Gingival recession around implants: a year longitudinal prospective study. JOMI, 2000;15(4):527-532
- (17) Di Girolamo M, Calcaterra R, Di Gianfilippo R, Arcuri C, Baggi L:
Oral Implantol (Rome). 2016 Nov 13;9(1):1-10. doi: 10.11138/orl/2016.9.1.001. eCollection 2016 Jan-Mar. Bone level changes around platform switching and platform matching implants: a systematic review with meta-analysis.
- (18) M. Di Girolamo, L. Baggi, P. Pirelli, L. Pappalardo, G. Massei, F. Iaculli, G. Iezzi, A. Piattelli, R. Calcaterra:
Oral Implantol (Rome) - Anno X - N. 3/2017
3DX-Ray microscopic analysis on a prosthetically loaded implant with platform-switching and conical connection: a case report.



L'IMPIANTO DENTALE
ONE È UN SISTEMA
OSTEOINTEGRATO
A TRASMISSIONE
CONTROLLATA E GRADUALE
DEL CARICO MASTICATORIO
ADATTO A PROTOCOLLI DI
CARICO IMMEDIATO

THE ONE DENTAL IMPLANT
IS AN OSTEOINTEGRATED
SYSTEM WITH CONTROLLED
AND GRADUAL
TRANSMISSION OF THE
MASTICATORY LOAD
SUITABLE FOR IMMEDIATE
LOAD PROTOCOLS

EL IMPLANTE DENTAL
ONE ES UN SISTEMA
OSTEOINTEGRADOS CON
TRANSMISIÓN CONTROLADA
Y GRADUAL DE LA CARGA
MASTICATORIA ADECUADO
PARA LA CARGA INMEDIATA

Profilo cilindrico del collo implantare
Minimo carico dell'osso corticale

Cylindrical profile of the implant neck
Minimizes the stress of the cortical bone

Perfil cilíndrico del cuello del implante
Minimiza el estrés del hueso cortical

Canale di scarico dei fluidi

*Riduzione della compressione idrostatica
del coagulo in osso corticalizzato*

Fluids discharge channel

*Reduction of the hydrostatic compression
of the bone clot*

Canal de descarga de fluidos

*Reducción de la compresión hidrostática
del coágulo óseo*

**Profilo conico del nocciolo
dell'impianto**

*Distribuzione ideale del carico
masticatorio, minima trazione e massima
compressione*

Conical profile of the implant root

*Ideal distribution of the masticatory
load, minimal tensile and maximum
compressive forces on the bone*

Perfil cónico de la raíz del implante

*Distribución ideal de la carga
masticatoria, fuerzas mínimas de tracción
y máxima compresión sobre el hueso*

Apice convesso atraumatico
*Impossibilità di lacerare accidentalmente
la membrana schneideriana*

Atraumatic convex apex
*Avoids accidentally tearing
the Schneiderian membrane*

Ápice atraumático convexo
*Evita rasgar accidentalmente
la membrana de Schneider*

Filettatura coronale a doppio principio, progressiva e a contrafforte inverso modificato

*Rapidità di inserimento, stabilità primaria,
trasmissione del carico ideale. Aumento
del BIC*

Double, progressive and modified reverse buttress main thread

*Faster insertion, better primary stability,
ideal load transmission. Enhanced BIC*

Espira principale doble, progresiva y a contrafuerte invertido y modificado

*Inserción más rápida, mejor estabilidad
primaria, la transmisión de carga ideal.
BIC mejorado*

Filettatura apicale a doppio principio perfettamente raccordata con la filettatura coronale


*Rapidità di inserimento, stabilità primaria,
sotto preparazioni in osso tenero, assenza
di compressioni in osso compatto*

Double apical thread perfectly filled with main tread

*Faster insertion, better primary stability,
under preparation in soft bone, no
compression in compact bone*

Doble espira apical perfectamente alineada con la espira principal

*Inserción rápida, mejor estabilidad
primaria, en preparación en hueso blando,
sin compresión en hueso compacto*





CONFEZIONAMENTO VITE IMPIANTO

IMPLANT SCREW PACKAGING

EMBALAJE TORNILLO IMPLANTE

Le viti impianto vengono lavorate, pulite e trattate secondo **procedure certificate**. Dopo la decontaminazione le viti impianto vengono immediatamente stoccate (la decontaminazione finale avviene mediante **plasma freddo d'argon** all'interno della **Clean Room**).

Le viti impianto verranno rimosse dallo stoccaggio solo all'interno della **Clean Room** dello stabilimento produttivo. In questo modo lo strato di ossido superficiale si formerà in **atmosfera controllata** non permettendo la benché minima contaminazione della superficie impiantare.

Dopo il confezionamento all'interno della **Clean Room**, le viti impianto vengono inviate al processo di **sterilizzazione mediante raggi β**.

Il confezionamento è caratterizzato da:

- **Decontaminazione** mediante plasma freddo d'argon
- **Sterilizzazione** mediante raggi β
- **Doppia sterilità**: barriera esterna assicurata da blister in PET-G con foglio in TYVEK®; barriera interna fornita dalla fiala in policarbonato
- **Vite di copertura** posizionata nel tappo della fiala al di sotto di un sigillo in TYVEK®
- **Blister sagomato** per evitare urti alla fiala
- **Viti impianto a contatto solo con elementi in titanio** al fine di evitare fenomeni di bimetallismo o di contaminazione da contatto con materiale plastico



The implant screws are processed, cleaned and treated accordingly to the **certified procedures**. The final decontamination is performed by **cold plasma of argon** inside the **Clean Room** and then the implant screws are immediately stored.

The implant screws are removed from storage only inside the **Clean Room** of the production factory. In this way, the superficial oxide layer will be formed in a **controlled atmosphere**, not allowing the slightest contamination of the implant surface.

After packaging in the **Clean Room**, the implant screws are sent to the **sterilization process by β rays**.

The packaging is characterized by:

- **Decontamination** by cold plasma of argon
- **Sterilization** by β rays.
- **Double sterility**: outer barrier provided by blister PET-G with sheet in TYVEK®; internal barrier provided by the vial in polycarbonate
- **Cover screw** positioned in the vial cap under a seal in TYVEK®
- **Shaped blister** to avoid impacts to the vial
- **Implant screws in contact only with elements in titanium**, to avoid phenomena of bimetalism or contamination from contact with plastic material




Los tornillos implante se procesan, limpian y tratan según **procedimientos certificados**. La descontaminación final se realiza mediante **plasma frío de argón** dentro de la **Clean Room** y se almacenan inmediatamente.

Los tornillos implante se retiran del almacenamiento solo dentro de la **Clean Room** de la fábrica de producción. De esta forma, la capa de óxido superficial se formará en una **atmósfera controlada**, sin permitir la mínima contaminación de la superficie del implante.

Después de empaquetar en la **Clean Room**, los tornillos del implante se envían al proceso de **esterilización con rayos β** .

El embalaje se caracteriza por:


- **Descontaminación** mediante plasma frío de argón
- **Esterilización** por rayos β
- **Doble esterilidad**: barrera exterior con blister PET-G con hoja en TYVEK®; barrera interna con ampolla en polycarbonato
- **Tornillo de sierre** colocado en la tapa de la ampolla debajo de un sello en TYVEK®
- **Blister con forma** para evitar impactos con el frasco
- **Tornillos implante en contacto solo con elementos en titanio**, para evitar fenómenos de bimetalismo o contaminación por contacto con material plástico



Etichetta confezionamento impianto

Implant package label

Etiqueta de embalaje de implante



Etichetta blister impianto


Implant blister package label

Etiqueta de blister de implante

Tutte le informazioni riportate sull'etichetta del blister impianto sono replicate sulle etichette adesive per la cartella paziente.

All the informations on the implant blister package label are replicated on the adhesive labels for the patient record.

Todas las informaciones de la etiqueta del blister de implante se replican en las etiquetas adhesivas para el registro del paciente.



Etichetta fiala impianto

Implant vial package label


Etiqueta de ampolla de implante



- 1** Scegliere tipo, lunghezza e diametro dell'impianto ed estrarre il blister dalla scatola.

Choose the implant type, length and diameter and take the blister out of the cardboard box.


Elegir el tipo, la longitud y el diámetro del implant y extraer el blister de la caja.



- 2** Il contenitore con l'impianto è sterile e contenuto nel blister. L'etichetta riporta la descrizione del prodotto e il numero di lotto. Aprire il blister.

The vial containing the implant is sterile and lodged in the blister. The product description and the lot number are indicated on the label. Open the blister.


El frasco con el implante es estéril y está contenido en el blister. La etiqueta muestra la descripción del producto y el número de lote. Abrir el blister.



- 3** Prelevare il contenitore con l'impianto.

Take out the vial with the implant.


Tomar el frasco con el implante.



- 4** La vite di copertura è alloggiata nel tappo del contenitore sotto un sigillo di Tyvek termosaldato.

Surgical cover screw is placed in the vial cap and sealed with a Tyvek film.


El tornillo de sierre está alojado en la tapa del frasco debajo de un sello de Tyvek soldado térmicamente.



- 5** Aprire delicatamente il tappo. (non strappare verso l'alto).

Gently open the vial cap (do not pull up with force).

Abrir suavemente la tapa. (no tirar con fuerza).




- 6** Connettere il Driver Implanto (scegliere il driver impianto corrispondente alla tipologia di connessione implantare) ed avvitare a bassa velocità (10-15 giri al minuto).

Connect the Implant Driver (choose the implant driver matching with the implant connection) and screw at low speed (10-15 rpm).

Conectar el Destornillador de Implante (elegir el destornillador de implante correspondiente a la conexión del implante) y atornillar a baja velocidad (10-15 rpm).


TORQUE MAX 50 Ncm



- 7** Prelevare la vite di copertura dal tappo della fiala e avvitarla sull'impianto mediante il Driver Protesica (07-EG05; 07-EG10; 07-EG20; 02EGM10).

Pick the cover screw from the vial cap and screw it onto the implant with the Prosthetic Driver (07-EG05; 07-EG10; 07-EG20; 02EGM10).

Retirar el tornillo de sierre del tapón del frasco y atornillarlo al implante con el Destornillador Protésico (07-EG05; 07-EG10; 07-EG20; 02EGM10).





OKC10 ONE SURGICAL KIT

07-FI20	POINTED STARTER DRILL
07-EF10	DRILL EXTENSION
01-MP11	PARALLEL PIN (2 PIECES)
07-FI20	POINTED STARTER DRILL
07FAB20	DRILL Ø2.0 MM
07FAB28	STEP DRILL Ø2.4-2.8 MM
07FAB32	STEP DRILL Ø2.8-3.2 MM
07FAB36	STEP DRILL Ø3.2-3.65 MM
07FAB41	STEP DRILL Ø3.65-4.1 MM
07FAB45	STEP DRILL Ø4.1-4.5 MM
02-AC50	ADAPTER
07-EG05	PROSTHETIC HANDPIECE DRIVER SHORT
02EGM10	PROSTHETIC MANUAL DRIVER
02-CT20	TORQUE WRENCH 10-70 NCM
01OLT10	ONE IMPLANT-SIZING OVERLAY

KIT CHIRURGICO


SURGICAL KIT

KIT QUIRÚRGICO



KIT CHIRURGICO ONE

Il kit chirurgico si compone di un unico box contenente tutti gli strumenti chirurgici e protesici necessari alla realizzazione dell'osteotomia, al posizionamento dell'impianto e alla sua protesizzazione. Comprensivo di box chirurgico realizzato in Radel (atossico, autoclavabile, metal-free). Il kit chirurgico deve essere abbinato al Set Driver Impianto dedicato al tipo di connessione protesica scelta.



SURGICAL KIT ONE

The surgical kit consists of a single box containing all the surgical and prosthetic instruments necessary for the realization of the osteotomy, the implant positioning and to its prosthesis. Including Radel made surgical tray (non-toxic, autoclavable, metal-free). The surgical kit have to be paired with the Implant Driver Set corresponding to the implant connection chosen.




KIT QUIRÚRGICO ONE

El kit quirúrgico consta de una caja única que contiene todos los instrumentos quirúrgicos y protésicos necesarios para la realización de la osteotomía, el posicionamiento del implante y su prótesis. Incluye la caja quirúrgica hecha en Radel (no tóxico, autoclavable, libre de metales). El kit quirúrgico tiene que ser completado con el Conjunto Destornilladores Implantes correspondiente a la tipología de conexión elegida.

SET DRIVER IMPIANTO

IMPLANT DRIVER SET

CONJUNTO DESTORNILLADORES IMPLANTES



NDS10

ONE INTERNAL IMPLANT DRIVER SET



07NDD02
07NDM10
07NDM11

ONE INTERNAL DRIVER HANDPIECE LONG
ONE INTERNAL DRIVER MANUAL SHORT
ONE INTERNAL DRIVER MANUAL MEDIUM

SET DRIVER IMPIANTO ONE INTERNAL

Il set comprende i driver adatti alla connessione implantare a esagono interno, presenti in versione meccanica e manuale. Per tutte le varianti di driver da impianto consultare la sezione del catalogo ONE INTERNAL.

IMPLANT DRIVER SET ONE INTERNAL

The set includes the drivers suitable for the internal hexagon implant connection, available in mechanical and manual versions. For all implant driver variants, refer to the ONE INTERNAL catalog section.


CONJUNTO DESTORNILLADORES IMPLANTES ONE INTERNAL

El conjunto incluye los destornilladores adecuados para la conexión del implante hexagonal interna, presente en versiones mecánicas y manuales. Para todas las variantes de destornilladores de implante, consulte la sección de catálogo ONE INTERNAL.

SET DRIVER IMPIANTO

IMPLANT DRIVER SET

CONJUNTO DESTORNILLADORES IMPLANTES



GDS10

ONE CONICAL IMPLANT DRIVER SET

07GDD01	IMPLANT HANDPIECE DRIVER SHORT
07GDD02	IMPLANT HANDPIECE DRIVER LONG
02GDM10	IMPLANT MANUAL DRIVER



SET DRIVER IMPIANTO ONE CONICAL

Il set comprende i driver adatti alla connessione implantare a esagono interno, presenti in versione meccanica e manuale. Per tutte le varianti di driver da impianto consultare la sezione del catalogo ONE CONICAL.



IMPLANT DRIVER SET ONE CONICAL

The set includes the drivers suitable for the internal hexagon implant connection, available in mechanical and manual versions. For all implant driver variants, refer to the ONE CONICAL catalog section.



CONJUNTO DESTORNILLADORES IMPLANTES ONE CONICAL

El conjunto incluye los destornilladores adecuados para la conexión del implante hexagonal interna, presente en versiones mecánicas y manuales. Para todas las variantes de destornilladores de implante, consulte la sección de catálogo ONE CONICAL.

FRESE STEP ONE

ONE STEP DRILLS

FRESAS STEP ONE

					
07FAB20 DRILL Ø 2.0 mm	07FAB28 STEP DRILL Ø 2.4 - 2.8 mm	07FAB32 STEP DRILL Ø 2.8 - 3.2 mm	07FAB36 STEP DRILL Ø 3.2 - 3.65 mm	07FAB41 STEP DRILL Ø 3.65 - 4.1 mm	07FAB45 STEP DRILL Ø 4.1 - 4.5 mm



FRESE STEP ONE

Le frese per osso alveolare presentano un codice colore ad anello singolo per riconoscere facilmente il diametro. Presentano un apice di diametro ridotto per creare la corretta preparazione implantare con osso tenero e spongioso. Riferimenti di profondità di lavoro fresati e marcati laser. Frese a irrigazione esterna. Rivestimento di **superficie Diamond Like Carbon**.



ONE STEP DRILLS

The alveolar bone drills have a single color code ring to easily recognize the diameter. The alveolar bone drills have a smaller apex diameter to create the correct implant preparation with a soft and cancellous bone. Milled and laser marked work depth references. External irrigation drills. **Diamond Like Carbon Surface** finish.






FRESAS STEP ONE

Las fresas para hueso alveolar tienen un único anillo de código de color para reconocer fácilmente el diámetro. Tienen un diámetro de la punta más pequeño para crear la preparación correcta para el implante con un hueso suave y esponjoso. Referencias de profundidad de trabajo fresadas y marcadas láser. Fresas para irrigación externa. Acabado de **superficie Diamond Like Carbon**.

FRESE OPZIONALI

OPTIONAL DRILLS

FRESAS OPCIONALES

 L_{MAX}	 L_{MAX}	 L_{MAX}	 L
07-FP10 MARKING BUR $\phi = 1.8\text{mm}$ L _{MAX} = 20.0mm	07-FI20 POINTED STARTER DRILL $\phi = 2.3\text{mm}$ L _{MAX} = 12.0mm	07-FI10 LINDEMANN DRILL $\phi = 2.0\text{mm}$ L _{MAX} = 20.0mm	07-EF10 DRILL EXTENSION L = 14.0mm



FRESE OPZIONALI

Le frese opzionali permettono di marcare il punto dove iniziare la preparazione del sito implantare (fresa a palla) e di forare facilmente l'osso corticale (fresa a lancia). La fresa Lindemann permette di correggere l'asse del sito implantare dopo l'uso della prima fresa chirurgica per osso. L'estensione per frese consente di aumentare la lunghezza degli strumenti per manipolo contrangolo.



OPTIONAL DRILLS




The optional drills allow to mark the bone for its preparation (marking burr) and easily drill the cortical bone (pointed starter drill). The Lindemann drill allows to correct the axis of the implant site after using the first surgical bone drill. The drill extension allows to increase the length of the handpiece tools.



FRESAS OPCIONALES

Las fresas opcionales permiten marcar el hueso para su preparación (fresa redonda) y perforar fácilmente el hueso marginal (fresa puntiaguda). La fresa Lindemann permite corregir el eje del sitio del implante después de usar la primera fresa para hueso. El alargador de fresa permite aumentar la longitud de los instrumentos de contraángulo.

DRIVER PROTESICA**PROSTHETIC DRIVER****DESTORNILLADORES PROTESICO**

			
02EGM10 PROSTHETIC MANUAL DRIVER L = 10.0mm	07-EG05 PROSTHETIC HANDPIECE DRIVER SHORT L = 5.0mm	07-EG10 PROSTHETIC HANDPIECE DRIVER MEDIUM L = 10.0mm	07-EG15 PROSTHETIC HANDPIECE DRIVER LONG L = 15.0mm

**DRIVER PROTESICA**

Il **sistema implantare ONE** presenta un solo tipo di driver protesico (esagono 1,2 mm) con il quale poter avvitare e svitare le componenti protesiche quali viti chirurgiche di copertura, monconi di guarigione, viti di fissaggio delle componenti protesiche e monconi transfer. I driver protesica presentano il sistema di serraggio esagonale W&H.

**PROSTHETIC DRIVER**

The **ONE implant system** has only one type of prosthetic driver (hexagon 1,2 mm) to screw and unscrew prosthetic components such as surgical screws, healing abutments, retaining screws for prosthetic components and transfer abutments. The prosthetic drivers feature the W&H hexagonal system.


**DESTORNILLADORES PROTESICO**

El **sistema de implantes ONE** tiene sólo un tipo de destornillador protésico (hexagono 1,2 mm) para apretar y desenroscar componentes protésicos como tapa quirúrgica, muñones de cicatrización, tornillos de retención para componentes protésicos y muñones de impresión. Los destornilladores protesicos cuentan con el sistema hexagonal W&H.

DRIVER MUA E OVERDENTURE

MUA AND OVERDENTURE DRIVER

DESTORNILLADORES MUA Y SOBREDENTADURA



DRIVER MUA, OVERDENTURE

Driver specifici per monconi MUA dritti e monconi overdenture. I driver MUA presentano il sistema di serraggio esagonale W&H. Il Driver Uni-Base, utilizzato unitamente alle basi di titanio Uni-base e alla relativa vite di fissaggio specifica, permette di angolare l'asse di inserzione della vite protesica fino a 15° rispetto l'asse dell'impianto.



MUA, OVERDENTURE DRIVER

Specific drivers for straight MUA abutments and overdenture abutments. The MUA drivers feature the W&H hexagonal system. The Uni-Base driver, used with the Uni-Base titanium bases and their specific retaining screws, allows to angle the insertion axis of the retaining screws up to 15° respect the implant axis.




DESTORNILLADORES MUA Y SOBREDENTADURA

Destornilladores específicos para MUA rectos y pilares de sobredentadura. Los destornilladores MUA cuentan con el sistema hexagonal W&H. El Destornillador Uni-Base, utilizado unitamente a las interfases Uni-Base y sus tornillo de retención, permite de angular el eje de inserción del tornillo de retención hasta 15° respecto el eje del implante.

ACCESSORI

ACCESSORIES

ACCESORIOS

					
01-MP11 PARALLEL PIN 2 PIECES	01-MP20 DEPTH PROBE	02-CT20 TORQUE WRENCH 10-70 Ncm	02-AC50 RATCHET ADAPTER	01-PT10 TITANIUM FORCEPS	09DF001 SURGICAL DRIVER

WARNING

Leggere le istruzioni
prima dell'uso
Read instructions
before use
Lea las instrucciones
antes de usar

**ACCESSORI**

Il **sistema ONE** presenta degli accessori per rendere agevoli specifiche operazioni chirurgiche o protesiche. Gli Indicatori di Direzione sono graduati e quindi utilizzabili anche per misurare la profondità dell'osteotomia. Il Misuratore di Profondità è graduato e presenta un dente di aggrappo per verificare la posizione della corticale basale nei grandi rialzi di seno mascellare. Il cricco dinamometrico ha un controllo regolabile del torque di avvitamento (10-70 Ncm) e può essere usato sia in fase chirurgica sia in fase protesica. L'Adattatore per Cricco permette di usare manualmente tutti gli strumenti per manipolo e può essere usato unitamente al cricco dinamometrico. Le Pinze in Titanio permettono di maneggiare senza contaminazioni l'impianto in caso di necessità. Il Driver Chirurgico permette di posizionare l'impianto o avvitare una vite di fissaggio fuori occlusione.

**ACCESSORIES**

The **ONE system** features accessories to make easy specific surgical or prosthodontics operations. Parallel Pins are graduated and therefore can also be used to measure the osteotomy depth. The Depth Probe is graduated and has an apical cling to verify the position of the basal cortex in case of maxilla great sinus lift. The Torque Wrench has an adjustable screw in/out torque control (10-70 Ncm) and can be used both in the surgical and prosthodontics phase. The Ratchet Adapter allows you to manually use all handpiece tools and can be used within the torque wrench. If needed, Titanium Forceps allow you to handle the implant without any contamination. The Surgical Driver allows to position an implant or a retaining screw out of occlusion.

**ACCESORIOS**

El **sistema ONE** cuenta con accesorios para facilitar las operaciones quirúrgicas o protésicas. Los Indicadores de Dirección están graduados y por lo tanto también se pueden usar para medir la profundidad de la osteotomía. La Sonda de Profundidad está graduada y tiene un agarre apical para verificar la posición del hueso cortical basal en caso de elevación del seno maxilar. El Trinquete Dinamométrico tiene un control de torsión ajustable (10-70 Ncm) y se puede utilizar tanto en la fase quirúrgica como en la prótesis. El Adaptador de Trinquete le permite utilizar manualmente todas las instrumentos de contraángulo y se puede utilizar con el Trinquete Dinamométrico. Las Pinzas de Titanio le permiten manipular el implante sin contaminación si es necesario. El Destornillador Quirúrgico permite colocar un implante o atornillar un tornillo de retención fuera de la oclusión.

VASCHETTA PER OSSO

BONE BOWL

CUENCO PARA HUESO



BOWL
BONE BOWL



VASCHETTA PER OSSO

Il kit chirurgico può essere completato con una vaschetta utile per la gestione di osso autologo o per sostituti d'osso.



BONE BOWL

The surgical kit can be completed with a bone bowl useful to correctly manage autologous bone or bone graft.




CUENCO PARA HUESO

La caja quirúrgica puede ser completada con un cuenco para hueso útil para gestionar correctamente el hueso autólogo o el hueso sintético.

LUCIDI RADIOGRAFICI

IMPLANT SIZING OVERLAY

HOJAS DE TAMAÑO IMPLANTE



01OLT10
ONE
IMPLANT-SIZING OVERLAY
implant-sizing overlay
with magnification factor
1:1 TC
1:1.1 RX
1:1.25 OPT



LUCIDI RADIOGRAFICI

Il lucido radiografico permette la corretta pianificazione con TC, RX e OPT.



IMPLANT SIZING OVERLAY

The implant-sizing overlay allows the correct planning with TC, RX and OPT.



HOJAS DE TAMAÑO IMPLANTE

Las hojas de tamaño implantes permite la planificación correcta con TC, RX and OPT.

ONE INTERNAL È PROGETTATO CON LA CONNESSIONE AD ESAGONO INTERNO PIÙ DIFFUSA SUL MERCATO.

ONE INTERNAL IS DESIGNED WITH THE MOST WIDESPREAD STANDARD O FINGER HEXAGON CONNECTION.

ONE INTERNAL ESTÁ PROYECTADO CON LA CONEXIÓN HEXAGONAL INTERNA MAS UTILIZADA EN EL MERCADO.



Una connessione protesica unica per tutti i diametri di impianto.

A single prosthetic connection for every implant diameter.

Una única conexión protesica para todos los diámetros de implantes.

Piattaforma macchinata e trattamento di superficie OsseoGRIP fino a 0,5 mm dalla piattaforma protesica per un posizionamento juxta-crestale sicuro

Machined platform and OsseoGRIP surface treatment up to 0,5 mm to implant platform to grant a safe juxta-crestal implant placement

plataforma mecanizada y acabado de superficie OsseoGRIP hasta 0,5 mm de la plataforma protesica para garantizar un posicionamiento del implante juxta-crestal sin riesgo



Platform shifting orizzontale per incrementare il volume disponibile per i tessuti molli peri-implantari


Horizontal platform shifting to enhance the space available for peri-implant soft tissues

Cambio de plataforma horizontal para aumentar el volume disponible para los tejidos blando peri-implantares

Diametro collo
Neck diameter
Diámetro del cuello ▶

Diametro nocciolo apicale
Apical core diameter
Diámetro del núcleo apical ▶

Diametro spira apicale
Apical thread diameter
Diámetro de la espira apical ▶



ONE INTERNAL Ø 3.75	ONE INTERNAL Ø 4.2	ONE INTERNAL Ø 4.65
	N4206 L = 6.0 mm	N4706 L = 6.0 mm
N3808 L = 8.0 mm	N4208 L = 8.0 mm	N4708 L = 8.0 mm
N3810 L = 10.0 mm	N4210 L = 10.0 mm	N4710 L = 10.0 mm
N3811 L = 11.5 mm	N4211 L = 11.5 mm	N4711 L = 11.5 mm
N3813 L = 13.0 mm	N4213 L = 13.0 mm	N4713 L = 13.0 mm



L'impianto è confezionato senza dispositivo di montaggio pre-assemblato.
La vite di copertura è compresa nella confezione.
La geometria autocentrante della vite di copertura consente un agevole inserimento ed avvitamento.
La vite di copertura si avvita con Driver Protetica.
Per ulteriori informazioni sull'impianto, il confezionamento e le procedure chirurgiche fare riferimento al Manuale Chirurgico ONE.




The implant is packaged without pre-assembled mounting device.
The standard cover screw is included in the package.
The self-centering design of cover screw allows easy insertion and tightening.
Use prosthetic driver to tighten the cover screw.
For more information on the implant, packaging and surgical procedures refer to the ONE Surgical Manual.

El implante se envasa sin dispositivos de montaje pre-encontrados.
El tornillo de cobertura está incluido en el paquete.
El diseño autocentrante del tornillo de cobertura permite una fácil inserción y apriete.
Utilice el Destornillador Protésico para apretar el tornillo de cobertura.
Para obtener más información sobre el implante, el envase y los procedimientos quirúrgicos, consulte el Manual Quirúrgico ONE.

DRIVER IMPIANTO

IMPLANT DRIVERS

DESTORNILLADORES DE IMPLANTE

				
07NDD01 ONE INTERNAL HANDPIECE DRIVER SHORT LMAX = 5 mm	07NDD02 ONE INTERNAL HANDPIECE DRIVER LONG LMAX = 11 mm	07NDM10 ONE INTERNAL MANUAL DRIVER SHORT LMAX = 5 mm	07NDM11 ONE INTERNAL MANUAL DRIVER MEDIUM LMAX = 11 mm	07NDM12 ONE INTERNAL MANUAL DRIVER LONG LMAX = 16 mm

DRIVER IMPIANTO

I driver presentano un sistema di ritenzione per poter ingaggiare l'impianto, prelevare, trasportarlo e finalizzare il posizionamento. I driver per impianto presentano il sistema di serraggio esagonale W&H. Presentano un riferimento che permette di fasare opportunamente l'indice esagonale dell'impianto (indicando la posizione del vertice dell'esagono).

IMPLANT DRIVERS

Implant drivers have a retention system to engage the implant, pick it up, carry it, and finalize positioning. Implant drivers feature the W&H hexagonal system. They have a reference that allows to control radial position of the implant's hexagonal index (indicating the position of the vertex of the hexagon).


DESTORNILLADORES DE IMPLANTE

Los destornilladores para implante tienen un sistema de retención para acoplar el implante, recogerlo, llevarlo y finalizar su posicionamiento. Los destornilladores de implantes cuentan con el sistema hexagonal W&H. Tienen una referencia que permite controlar la posición radial del índice hexagonal del implante (indicando la posición del vértice del hexágono).


VITI DI COPERTURA

COVER SCREW

TORNILLO DE SIERRE



Use Prosthetic Driver.
Tightening torque 10 Ncm.



01NVT02
COVER SCREW
3 pieces



VITI DI COPERTURA

Viti di copertura chirurgica. Confezionato sterile. Realizzati in Ti gr.5.



COVER SCREW

Surgical cover screw. Sterile packaging. Made in Ti gr.5.



TORNILLO DE SIERRE

Tornillo de sierre quirúrgico. Embalaje estéril. Hecho en Ti gr.5.


MONCONI DI GUARIGIONE

HEALING ABUTMENTS

PILARES DE CICATRIZACION



Use Prosthetic Driver.
Tightening torque 20 Ncm.



MONCONI DI GUARIGIONE

Permettono il corretto condizionamento del canale mucoso. Tutti i profili sono maggiorati nel diametro emergente rispetto al corrispettivo moncone protesico per permetterne un posizionamento comodo e confortevole per il paziente senza dover ricorrere all'utilizzo dell'anestetico.

Confezionato sterile. Realizzati in Ti gr.5.



HEALING ABUTMENTS

They allow proper mucosal channel forming. All profiles are slightly enlarged in their emerging diameter respect the corresponding prosthetic abutments to allow an easy positioning, comfortable for the patient without use of anesthetic.

Sterile packaging. Made in Ti gr.5.



PILARES DE CICATRIZACION


Permiten la adecuada creación del canal mucoso. Todos los perfiles son ligeramente más anchos respecto a los correspondientes muñones protésicos para permitir un posicionamiento fácil y cómodo para el paciente sin uso de anestesia.

Embalaje estéril. Hecho en Ti gr.5.

MONCONE TRANSFER A DOPPIA TECNICA

IMPRESSION POST DOUBLE TECHNIQUE

PILAR DE IMPRESIÓN TÉCNICA DOBLE



MONCONE TRANSFER A DOPPIA TECNICA

Moncone per la presa d'impronta per utilizzo con tecnica aperta e chiusa. Questa componente presenta una serie di accessori che ne consentono entrambi gli utilizzi:

- Cappetta con tacche ritentive da posizionare sopra il moncone in modo tale che gli indici anti-rotazionali siano perfettamente accoppiati per permettere al laboratorio un riposizionamento preciso (tecnica chiusa). Realizzata in POM.
- Cannula per il prolungamento della testa della vite: consente all'utilizzatore di facilitare lo svitamento della vite di fissaggio nel caso in cui l'elastomero vada a ricoprirne la testa; rimuovere successivamente il corpo ritentivo del moncone transfer comprensivo di indice ottagonale per il corretto riposizionamento in laboratorio (tecnica aperta). Realizzata in PMMA.

Il moncone transfer e la vite di fissaggio all'impianto sono realizzati in Ti gr.5.

IMPRESSION POST DOUBLE TECHNIQUE

Impression post to be used with open and closed technique. This component has a series of accessories that allow both uses:

- Plastic cap with retentive notches to be placed over the abutment in such a way that the locking indexes are perfectly coupled to allow the laboratory a precise repositioning (closed technique). Made of POM.
- Cannula to extend the head of the retaining screw: it allows the user to facilitate the unscrewing of the retaining screw if the elastomer covers the head; subsequently remove the retentive body of the transfer abutment including an octagonal index for correct repositioning in the laboratory (open technique). Made of PMMA.

The impression post abutment and the implant retaining screw are made of Ti gr.5.

PILAR DE IMPRESIÓN TÉCNICA DOBLE

Post de impresión para ser utilizado con técnica abierta y cerrada. Este componente tiene una serie de accesorios que permiten ambos usos:

- Tapa de plástico con muescas retentivas para colocar sobre el pilar de tal manera que los índices de bloqueo estén perfectamente acoplados para permitir al laboratorio un reposicionamiento preciso (técnica cerrada). Hecho de POM.
- Cánula para extender la cabeza del tornillo de retención: permite al usuario facilitar el desenroscado del tornillo de retención si el elastómero cubre la cabeza; posteriormente retire el cuerpo retentivo del pilar de transferencia, incluido un índice octagonal para el reposicionamiento correcto en el laboratorio (técnica abierta). Hecho de PMMA.

El pilar del poste de impresión y el tornillo de retención del implante están hechos de Ti gr.5.

ANALOGO DA IMPIANTO

IMPLANT REPLICA

REPLICA DE IMPLANTE



01NAN10
IMPLANT REPLICA



ANALOGO DA IMPIANTO

Analogo da impianto che replica la connessione implantare. Realizzato in Ti gr.5.



IMPLANT REPLICA

Implant analog replicating the implant connection. Made in Ti gr.5.




REPLICA DE IMPLANTE

Análogo de implante que reproduce la conexión del implante. Hecho en Ti gr.5.

SCAN ABUTMENT DA IMPIANTO

IMPLANT SCAN ABUTMENT

PILAR DE ESCANEO PARA IMPLANTE



Use Prosthetic Driver.
Tightening torque 20 Ncm.
Retaining screw TYPE 1 included.



04NSB10

IMPLANT SCAN ABUTMENT



SCAN ABUTMENT DA IMPIANTO

Moncone per presa d'impronta ottica.
Realizzato in Ti gr.5 sabbiato.



IMPLANT SCAN ABUTMENT

Abutment for digital impression. Made in Ti gr.5 sandblasted.




PILAR DE ESCANEO PARA IMPLANTE

Pilar para impresión óptica. Hecho en Ti gr.5 con acabo de superficie.


MONCONE UNI-BASE

UNI-BASE ABUTMENT

PILAR UNI-BASE



Use Prosthetic Driver.
Tightening torque 30 Ncm.
Retaining screw TYPE 1 included.



41NUB00
UNI-BASE LOCKNG
H = 0,7 mm

41NUB02
UNI-BASE LOCKNG
H = 2,0 mm



42NUB00
UNI-BASE NOT LOCKNG
H = 0,7 mm

42NUB02
UNI-BASE NOT LOCKNG
H = 2,0 mm



MONCONE UNI-BASE

Uni-Base è la base in titanio per riabilitazioni CAD/CAM. Contribuisce a un workflow a costi ridotti per la produzione di abutment personalizzati.

- Accurata acquisizione digitale della posizione implantare tramite il moncone per scansione: extraorale sul modello o intraorale.
- Progettazione dell'abutment con il software CAD.
- Realizzazione della mesostruttura o delle corone abutment da fresatore CAM.
- Collegamento adesivo di Uni-Base con la mesostruttura o la corona abutment.
- Disponibili in diverse altezze per permettere massima flessibilità per restauri personalizzati e nel rispetto della biologia.

Realizzato in Ti gr.5



UNI-BASE ABUTMENT

Uni-Base is the titanium base for CAD/CAM rehabilitation. It contributes to low cost workflows for the production of custom abutments.

- Accurate digital acquisition of the implant position through the scan abutment: extraoral on the model or intraoral.
- Designing abutment with CAD software.
- Realization of abutment mesostructure or crowns with CAM milling machine.
- Adhesive connection between Uni-Base and mesostructure or crown abutment.
- Available in different heights to allow maximum flexibility for customized restoration and with respect for biology.

Made in Ti gr.5.



PILAR UNI-BASE

Uni-Base es la base de titanio para la rehabilitación CAD/CAM. Contribuye a flujos de trabajo de bajo coste para la producción de pilares personalizados.


- Adquisición digital precisa de la posición del implante a través del cuerpo de escaneo: extraoral en el modelo o intraoral.
- Diseño de pilar con software CAD.
- Realización de mesoestructura o coronas de pilar con freidora CAM.
- Conexión adhesiva de Uni-Base con mesoestructura o pilar de corona.
- Disponible en diferentes alturas para permitir la máxima flexibilidad para restauraciones personalizadas y con respeto de la biología.

Hecho en Ti gr.5.


MONCONE IN TITANIO

TITANIUM ABUTMENT

PILAR EN TITANIO




Use Prosthetic Driver.
Tightening torque 30 Ncm.
Retaining screw TYPE 2 included.




01NMP10

TEMPORARY TITANIUM ABUTMENT
LOCKNG
0°
H = 1.7 mm




01NMP20

TEMPORARY TITANIUM ABUTMENT
NOT LOCKNG
0°
H = 1.7 mm



Use Prosthetic Driver.
Tightening torque 30 Ncm.
Retaining screw TYPE 2 included.
Angled respect hex vertex.



07MFN08

TITANIUM ABUTMENT
NOT LOCKNG
0°
SLEEVE H = 8,5 mm

07MFN12

TITANIUM ABUTMENT
NOT LOCKNG
0°
SLEEVE H = 12,5 mm



15MFN08

TITANIUM ABUTMENT
NOT LOCKNG
15°
SLEEVE H = 8,5 mm

15MFN11

TITANIUM ABUTMENT
NOT LOCKNG
15°
SLEEVE H = 11,5 mm



25MFN08

TITANIUM ABUTMENT
NOT LOCKNG
25°
SLEEVE H = 8,5 mm

25MFN11

TITANIUM ABUTMENT
NOT LOCKNG
25°
SLEEVE H = 11,5 mm



MONCONE IN TITANIO

Monconi prefiniti che permettono rapide protesizzazioni ad alta valenza estetica. L'angolazione prefinita del moncone permette di correggere facilmente il disparallelismo dell'impianto. Il perno dei monconi presenta una faccia piana antirotazionale e un profilo anatomico per ridurre l'ingombro. Realizzati in Ti gr.5.



TITANIUM ABUTMENT


Pre-finished abutments that allow fast prosthesis with high aesthetic value. The pre-finished angle of the abutment allows to easily correct the disparallelism of the implant. The sleeve of the abutments has an anti-rotational flat face and an anatomical profile to reduce the space occupied. Made of Ti gr.5.



PILAR EN TITANIO

Pilares prefabricados que permiten prótesis rápidas con alto valor estético. El ángulo de acabado previo del pilar permite corregir fácilmente el disparallelismo del implante. El poste de los pilares tiene una cara plana antirrotacional y un perfil anatómico para reducir el espacio ocupado. Hecho de Ti gr.5.

MUA
MUA
MUA



05MND01

MULTI UNIT ABUTMENT
NOT LOCKNG
H = 1,0 mm
0°

05MND02

MULTI UNIT ABUTMENT
NOT LOCKNG
H = 2,0 mm
0°

05MND03

MULTI UNIT ABUTMENT
NOT LOCKNG
H = 3,5 mm
0°

05MND04

MULTI UNIT ABUTMENT
NOT LOCKNG
H = 4,5 mm
0°

05MNA11

MULTI UNIT ABUTMENT
LOCKNG
H = 1,0 mm
17°

05MNA12

MULTI UNIT ABUTMENT
LOCKNG
H = 2,0 mm
17°

05MNA13

MULTI UNIT ABUTMENT
LOCKNG
H = 3,5 mm
17°

05MNA32

MULTI UNIT ABUTMENT
LOCKNG
H = 2,0 mm
30°

05MNA33


MULTI UNIT ABUTMENT
LOCKNG
H = 3,5 mm
30°



Use MUA Driver.
Tightening torque 30 Ncm.
Carrier included.



Use Prosthetic Driver.
Tightening torque 30 Ncm.
Retaining screw TYPE 3 included.
Angled respect hexagon vertex.
Carrier included.



Use Prosthetic Driver.
Tightening torque 30 Ncm.
Retaining screw TYPE 4 included.
Angled respect hexagon vertex.
Carrier included.



MUA

Sistema multiprotesico a connessione avvitata. Per ponti avvitati, barre ritentive avvitare, Toronto-Bridge, riabilitazioni di arcate totalmente edentule. Ideale per riabilitazioni con più di 3.0mm di mucosa. Compatibile con lo standard più diffuso sul mercato. Disponibile dritto e preangolato a 17° e 30°. Confezionato con trasportatore. Confezionato sterile. Realizzato in Ti gr.5.



MUA

Multiprotesic system with screwed connection. For screwed bridges, screwed retentive bars, Toronto-Bridge, totally edentulous arch rehabs. Ideal for rehabilitation with more than 3.0mm of gingiva. Compatible with the most popular standard on the market. Available straight and pre angled at 17° and 30°. Packed with carrier. Sterile packaging. Made in Ti gr.5.



MUA

Sistema multiprotesico con conexión atornillada. Para puentes atornillados, barras retentivas atornilladas, Toronto-Bridge, rehabilitaciones de arco totalmente edéntulas. Ideal para rehabilitación con más de 3,0 mm de encía. Compatible con el estándar más popular del mercado. Disponible recto y pre angulado a 17° y 30°. Embalado con portador. Embalaje estéril. Hecho en Ti gr.5.


COMPONENTI PROTESICHE MUA

MUA PROSTHETIC COMPONENTS

COMPONENTES PROTESICOS MUA



01CMU10
MUA CASTABLE SLEEVE




Made in PMMA.
Use Prosthetic Driver.
Tightening torque 15 Ncm.
Retaining screw TYPE D included.



01TMU10
MUA IMPRESSION POST



01AMU10
MUA ANALOG




Made in Ti gr 5.
Use Prosthetic Driver.
Tightening torque 7 Ncm.



01CMU20
MUA TITANIUM SLEEVE



01GMU10
MUA HEALING CUP



Made in Ti gr 5.
Use Prosthetic Driver.
Tightening torque 15 Ncm.
Retaining screw TYPE D included.



COMPONENTI PROTESICHE MUA

Il sistema MUA presenta una serie di componenti protesiche che permettono di condizionare i tessuti molli, realizzare una presa d'impronta con tecnica aperta, realizzare un modello master con un analogo dedicato e realizzare riabilitazioni protesiche provvisorie e definitive.



MUA PROSTHETIC COMPONENTS

The MUA system has a series of prosthetic components that allow to condition soft tissues, make an impression with open tray technique, create a master model with a dedicated analog and realize temporary and definitive prosthetic rehabilitation.




COMPONENTES PROTESICOS MUA

El sistema MUA tiene una serie de componentes protésicos que permiten acondicionar tejidos blandos, hacer una impresión con técnica de cubeta abierta, crear un modelo maestro con un análogo dedicado y realizar rehabilitación protésica provisional y definitiva.


MONCONE PRE-MILLED

PRE-MILLED ABUTMENT

PILAR PRE-MILLED



Use Prosthetic Driver.
Tightening torque 30 Ncm.
Retaining screw TYPE 1 included.



MONCONE PRE-MILLED

Questo componente protesico è dotato di una connessione pre-tornita con tutte le caratteristiche e tutte le strette tolleranze della garanzia del sistema implantare di ADVAN.

Il moncone Pre-Milled consente di ottenere una componente secondaria con un design transgingivale personalizzato, indipendentemente dalla posizione dell'impianto; inoltre questo sistema protesico riduce i tempi di produzione e consente di orientare ciascun asse di inserimento della protesi secondaria.

Realizzato in Ti gr.5

PRE-MILLED ABUTMENT

This prosthetic component is equipped with a premilled connection with all the characteristics and all the strict tolerances of implant system guarantee by ADVAN. The Pre-Milled abutment allows you to have customized transgingival design, regardless implant position; moreover this prosthetic system reduces production times and allows to orient each insertion axis of the secondary prosthesis.

Made in Ti gr.5

PILAR PRE-MILLED

Este componente protésico está ya equipado con una conexión mecanizada con todas las características y todas las estrictas tolerancias de la garantía del sistema de implantes de ADVAN.

El pilar Pre-Milled le permite tener un diseño transgingival personalizado, independientemente de la posición del implante; además, este sistema protésico reduce los tiempos de producción y permite orientar cada eje de inserción de la prótesis secundaria.

Hecho en Ti gr.5.

VITI PROTESICHE

PROSTHETIC SCREWS

TORNILLOS PROTESICOS

				
01NFC18 Type 1 3 pieces	01NFL18 Type 2 3 pieces	01NFM18 Type 3 3 pieces	01NFC18 Type 4 3 pieces	01-VE14 Type D 3 pieces



VITI PROTESICHE

Vite protesica per componenti. Realizzato in Ti gr.5.



PROSTHETIC SCREWS

Prosthetic screw for components. Made in Ti gr.5.



TORNILLOS PROTESICOS

Tornillo protesico para componentes. Hecho en Ti gr.5.

ONE CONICAL È PROGETTATO CON LA CONNESSIONE AD ACCOPPIAMENTO CONICO GTB PER ESSERE PERFORMANTE ANCHE DOVE LE CONNESSIONI TRADIZIONALI SI FERMANO

ONE CONICAL IS DESIGNED WITH THE GTB CONICAL COUPLING CONNECTION TO PERFORM EVEN WHERE TRADITIONAL CONNECTIONS STOP

ONE CONICAL ESTÁ DISEÑADO CON LA CONEXIÓN DE ACOPLAMIENTO CÓNICO GTB PARA FUNCIONAR INCLUSO DONDE SE DETIENEN LAS CONEXIONES TRADICIONALES



Una connessione protesica unica per tutti i diametri di impianto


A single prosthetic connection for every implant diameter

Una única conexión protesica para todos los diámetros de implantes

Piattaforma macchinata e trattamento di superficie OsseoGRIP fino a 0,2 mm dalla piattaforma protesica per un posizionamento juxta-crestale sicuro

Machined platform and OsseoGRIP surface treatment up to 0,2 mm to implant platform to grant a safe juxta-crestal implant placement

Plataforma mecanizada y acabado de superficie OsseoGRIP hasta 0,2 mm de la plataforma protesica para garantizar un posicionamiento del implante juxta-crestal sin riesgo



Platform shifting orizzontale per incrementare il volume disponibile per i tessuti molli peri-implantari


Horizontal platform shifting to enhance the space available for peri-implant soft tissues

Cambio de plataforma horizontal para aumentar el volume disponible para los tejidos blando peri-implantares

Diametro collo
Neck diameter
Diámetro del cuello ▶

Diametro nocciolo apicale
Apical core diameter
Diámetro del núcleo apical ▶

Diametro spira apicale ▶
Apical thread diameter
Diámetro de la espira apical



ONE CONICAL Ø 3.3	ONE CONICAL Ø 3.75
C3308 L = 8.0 mm	C3808 L = 8.0 mm
C3310 L = 10.0 mm	C3810 L = 10.0 mm
C3311 L = 11.5 mm	C3811 L = 11.5 mm
C3313 L = 13.0 mm	C3813 L = 13.0 mm



L'impianto è confezionato senza dispositivo di montaggio pre-assemblato.
 La vite di copertura è compresa nella confezione.
 La geometria autocentrante della vite di copertura consente un agevole inserimento ed avvitamento.
 La vite di copertura si avvita con Driver Protésica.
Per ulteriori informazioni sull'impianto, il confezionamento e le procedure chirurgiche fare riferimento al Manuale Chirurgico ONE.


The implant is packaged without pre-assembled mounting device.
 The cover screw is included in the package.
 The self-centering design of cover screw allows easy insertion and tightening.
 Use Prosthetic Driver to tighten the cover screw.
For more information on the implant, packaging and surgical procedures refer to the ONE Surgical Manual.

El implante se envasa sin dispositivos de montaje pre-ensablados.
 El tornillo de cobertura está incluido en el paquete.
 El diseño autocentrante del tornillo de cobertura permite una fácil inserción y apriete.
 Utilice el Destornillador Protésico para apretar el tornillo de cobertura.
Para obtener mas información sobre el implante, el envase y los procedimientos quirúrgicos, consulte el Manual Quirúrgico ONE.


DRIVER IMPIANTO

IMPLANT DRIVERS


DESTORNILLADORES DE IMPLANTE



02GDM10
IMPLANT MANUAL DRIVER
L_{MAX} = 9.0mm



07GDD01
IMPLANT HANDPIECE DRIVER
SHORT
L_{MAX} = 9.0mm



07GDD02
IMPLANT HANDPIECE
DRIVER LONG
L_{MAX} = 15.0mm



DRIVER IMPIANTO

I driver presentano un sistema di ritenzione per poter ingaggiare l'impianto, prelevarlo, trasportarlo e finalizzare il posizionamento.

I driver per impianto presentano il sistema di serraggio esagonale W&H. Presentano delle marcature laser di riferimento che indicano le altezze transmucosali dei monconi protesici prefiniti (posizionate a 2.0-3.5-4.5-5.5 mm). Inoltre presentano un riferimento che permette di fasare opportunamente l'indice ottagonale dell'impianto (indicando la posizione del vertice dell'ottagono).



IMPLANT DRIVERS

Implant drivers have a retention system to engage the implant, pick it up, carry it, and finalize positioning. Implant drivers feature the W&H hexagonal system. Implant drivers have laser marked references that indicate the transmucosal heights of pre-defined prosthetic abutments (positioned at 2.0-3.5-4.5-5.5 mm). They also have a reference that allows to control radial position of the implant's octagonal index (indicating the position of the vertex of the octagon).




DESTORNILLADORES DE IMPLANTE

Los destornilladores para implante tienen un sistema de retención para acoplar el implante, recogerlo, llevarlo y finalizar su posicionamiento. Los destornilladores de implantes cuentan con el sistema hexagonal W&H. Tienen referencias marcadas con láser que indican la altura transmucosa de los pilares protésicos predefinidos (situados a 2,0-3,5-4,5-5,5 mm). También tienen una referencia que permite controlar la posición radial del índice octagonal del implante (indicando la posición del vértice del octógono).

VITI DI COPERTURA

COVER SCREW

TORNILLO DE SIERRE



Use Prosthetic Driver.
Tightening torque 7 Ncm.



01GVT02
COVER SCREW
3 pieces



VITI DI COPERTURA

Viti di copertura chirurgica. Confezionato sterile. Realizzati in Ti gr.5.



COVER SCREW

Surgical cover screw. Sterile packaging. Made in Ti gr.5.




TORNILLO DE SIERRE

Tornillo de sierre quirúrgico. Embalaje estéril. Hecho en Ti gr.5.



MONCONI DI GUARIGIONE

HEALING ABUTMENTS

PILARES DE CICATRIZACION



Use Prosthetic Driver.
Tightening torque 7 Ncm.

		
050MG12 HEALING ABUTMENT H = 2.0 mm	050MG13 HEALING ABUTMENT H = 3.0 mm	050MG14 HEALING ABUTMENT H = 4.0 mm



MONCONI DI GUARIGIONE

Permettono il corretto condizionamento del canale mucoso. Tutti i profili sono maggiorati nel diametro emergente rispetto al corrispettivo moncone protesico per permetterne un posizionamento comodo e confortevole per il paziente senza dover ricorrere all'utilizzo dell'anestetico.

Confezionato sterile. Realizzati in Ti gr.5.



HEALING ABUTMENTS

They allow proper mucosal channel forming. All profiles are slightly enlarged in their emerging diameter respect the corresponding prosthetic abutments to allow an easy positioning, comfortable for the patient without use of anesthetic.

Sterile packaging. Made in Ti gr.5.



PILARES DE CICATRIZACION


Permiten la adecuada creación del canal mucoso. Todos los perfiles son ligeramente más anchos respecto a los correspondientes muñones protésicos para permitir un posicionamiento fácil y cómodo para el paciente sin uso de anestesia.

Embalaje estéril. Hecho en Ti gr.5.

MONCONE TRANSFER A DOPPIA TECNICA

IMPRESSION POST DOUBLE TECHNIQUE

PILAR DE IMPRESIÓN TÉCNICA DOBLE



MONCONE TRANSFER A DOPPIA TECNICA

Moncone per la presa d'impronta per utilizzo con tecnica aperta e chiusa. Questa componente presenta una serie di accessori che ne consentono entrambi gli utilizzi:

- Cappetta con tacche ritentive da posizionare sopra il moncone in modo tale che gli indici anti-rotazionali siano perfettamente accoppiati per permettere al laboratorio un riposizionamento preciso (tecnica chiusa). Realizzata in POM.
- Cannula per il prolungamento della testa della vite: consente all'utilizzatore di facilitare lo svitamento della vite di fissaggio nel caso in cui l'elastomero vada a ricoprirne la testa; rimuovere successivamente il corpo ritentivo del moncone transfer comprensivo di indice ottagonale per il corretto riposizionamento in laboratorio (tecnica aperta). Realizzata in PMMA.

Il moncone transfer e la vite di fissaggio all'impianto sono realizzati in Ti gr.5.

IMPRESSION POST DOUBLE TECHNIQUE

Impression post to be used with open and closed technique. This component has a series of accessories that allow both uses:

- Plastic cap with retentive notches to be placed over the abutment in such a way that the locking indexes are perfectly coupled to allow the laboratory a precise repositioning (closed technique). Made of POM.
- Cannula to extend the head of the retaining screw: it allows the user to facilitate the unscrewing of the retaining screw if the elastomer covers the head; subsequently remove the retentive body of the transfer abutment including an octagonal index for correct repositioning in the laboratory (open technique). Made of PMMA.

The impression post abutment and the implant retaining screw are made of Ti gr.5.

PILAR DE IMPRESIÓN TÉCNICA DOBLE

Post de impresión para ser utilizado con técnica abierta y cerrada. Este componente tiene una serie de accesorios que permiten ambos usos:

- Tapa de plástico con muescas retentivas para colocar sobre el pilar de tal manera que los índices de bloqueo estén perfectamente acoplados para permitir al laboratorio un reposicionamiento preciso (técnica cerrada). Hecho de POM.
- Cánula para extender la cabeza del tornillo de retención: permite al usuario facilitar el desenroscado del tornillo de retención si el elastómero cubre la cabeza; posteriormente retire el cuerpo retentivo del pilar de transferencia, incluido un índice octagonal para el reposicionamiento correcto en el laboratorio (técnica abierta). Hecho de PMMA.

El pilar del poste de impresión y el tornillo de retención del implante están hechos de Ti gr.5.

ANALOGO DA IMPIANTO
IMPLANT REPLICA
REPLICA DE IMPLANTE



01GAN10
IMPLANT REPLICA



ANALOGO DA IMPIANTO

Analogo da impianto che replica la connessione implantare. Realizzato in Ti gr.5.



IMPLANT REPLICA

Implant analog replicating the implant connection. Made in Ti gr.5.




REPLICA DE IMPLANTE

Análogo de implante que reproduce la conexión del implante. Hecho en Ti gr.5.

SCAN ABUTMENT DA IMPIANTO

IMPLANT SCAN ABUTMENT

PILAR DE ESCANEO PARA IMPLANTE



Use Prosthetic Driver.
Tightening torque 7 Ncm.
Retaining screw TYPE A included.



04GSB10
IMPLANT SCAN BODY



SCAN ABUTMENT DA IMPIANTO

Moncone per presa d'impronta ottica.
Realizzato in Ti gr.5 sabbato.



IMPLANT SCAN ABUTMENT

Abutment for digital impression. Made in Ti
gr.5 sandblasted.




PILAR DE ESCANEO PARA IMPLANTE

Pilar para impresión óptica. Hecho en Ti
gr.5 con acabo de superficie.


MONCONE UNI-BASE

UNI-BASE ABUTMENT

PILAR UNI-BASE



Use Prosthetic Driver.
Tightening torque 25 Ncm.
Retaining screw TYPE A included.



42UNN00
UNI-BASE LOCKNG
H = 0,7 mm

42UNN02
UNI-BASE LOCKNG
H = 2,0 mm



42UNR00
UNI-BASE NOT LOCKNG
H = 0,7 mm

42UNR02
UNI-BASE NOT LOCKNG
H = 2,0 mm

MONCONE UNI-BASE

Uni-Base è la base in titanio per riabilitazioni CAD/CAM. Contribuisce a un workflow a costi ridotti per la produzione di abutment personalizzati.

- Accurata acquisizione digitale della posizione implantare tramite il moncone per scansione: extraorale sul modello o intraorale.
- Progettazione dell'abutment con il software CAD.
- Realizzazione della mesostruttura o delle corone abutment da fresatore CAM.
- Collegamento adesivo di Uni-Base con la mesostruttura o la corona abutment.
- Disponibili in diverse altezze per permettere massima flessibilità per restauri personalizzati e nel rispetto della biologia.

Realizzato in Ti gr.5

UNI-BASE ABUTMENT

Uni-Base is the titanium base for CAD/CAM rehabilitation. It contributes to low cost workflows for the production of custom abutments.

- Accurate digital acquisition of the implant position through the scan abutment: extraoral on the model or intraoral.
- Designing abutment with CAD software.
- Realization of abutment mesostructure or crowns with CAM milling machine.
- Adhesive connection between Uni-Base and mesostructure or crown abutment.
- Available in different heights to allow maximum flexibility for customized restoration and with respect for biology.

Made in Ti gr.5.

PILAR UNI-BASE

Uni-Base es la base de titanio para la rehabilitación CAD/CAM. Contribuye a flujos de trabajo de bajo coste para la producción de pilares personalizados.

- Acquisición digital precisa de la posición del implante a través del cuerpo de escaneo: extraoral en el modelo o intraoral.
- Diseño de pilar con software CAD.
- Realización de mesoestructura o coronas de pilar con fresadora CAM.
- Conexión adhesiva de Uni-Base con mesoestructura o pilar de corona.
- Disponible en diferentes alturas para permitir la máxima flexibilidad para restauraciones personalizadas y con respeto de la biología.

Hecho en Ti gr.5.


MONCONE IN TITANIO

TITANIUM ABUTMENT

PILAR EN TITANIO



Use Prosthetic Driver.
Tightening torque 25 Ncm.
Retaining screw TYPE A included.
Angled respect octagon vertex.

 07MFO08 TITANIUM ABUTMENT NOT LOCKNG 0° SLEEVE H = 8,5 mm	 15MFO08 TITANIUM ABUTMENT NOT LOCKNG 15° SLEEVE H = 8,5 mm	 25MFO08 TITANIUM ABUTMENT NOT LOCKNG 25° SLEEVE H = 8,5 mm
07MFO12 TITANIUM ABUTMENT NOT LOCKNG 0° SLEEVE H = 12,5 mm	15MFO11 TITANIUM ABUTMENT NOT LOCKNG 15° SLEEVE H = 11,5 mm	25MFO11 TITANIUM ABUTMENT NOT LOCKNG 25° SLEEVE H = 11,5 mm



MONCONE IN TITANIO

Monconi prefiniti che permettono rapide protesizzazioni ad alta valenza estetica. L'angolazione prefinita del moncone permette di correggere facilmente il disparallelismo dell'impianto. Il perno dei monconi presenta una faccia piana antirotazionale e un profilo anatomico per ridurre l'ingombro. Realizzati in Ti gr.5.



TITANIUM ABUTMENT

Pre-finished abutments that allow fast prosthesis with high aesthetic value. The pre-finished angle of the abutment allows to easily correct the disparallelism of the implant. The sleeve of the abutments has an anti-rotational flat face and an anatomical profile to reduce the space occupied. Made of Ti gr.5.




PILAR EN TITANIO

Pilares prefabricados que permiten prótesis rápidas con alto valor estético. El ángulo de acabado previo del pilar permite corregir fácilmente el disparallelismo del implante. El poste de los pilares tiene una cara plana antirrotacional y un perfil anatómico para reducir el espacio ocupado. Hecho de Ti gr.5.

MUA

MUA

MUA


05GND00

MUA NOT LOCKING

H = 0,7 mm

0°

05GND02

MUA NOT LOCKING

H = 2,0 mm

0°

05GND03

MUA NOT LOCKING

H = 3,5 mm

0°

05GND04

MUA NOT LOCKING

H = 4,5 mm

0°

05GNA10

MUA NOT LOCKING

H = 0,7 mm

17°

05GNA12

MUA NOT LOCKING

H = 2,0 mm

17°

05GNA13

MUA NOT LOCKING

H = 2,0 mm

17°

05GNA32

MUA NOT LOCKING

H = 2,0 mm

30°

05GNA33

MUA NOT LOCKING

H = 3,5 mm

30°



Use MUA Driver.
Tightening torque 25Ncm.
Mount pre-assembled included.



Use Prosthetic Driver.
Tightening torque 25 Ncm.
Retaining screw TYPE A included.
Angled respect octagon vertex.
Mount pre-assembled included.



Use Prosthetic Driver.
Tightening torque 25 Ncm.
Retaining screw TYPE C included.
Angled respect octagon vertex.
Mount pre-assembled included.


MUA

Sistema multiprotesico a connessione avvitata. Per ponti avvitati, barre ritenive avvitati, Toronto-Bridge, riabilitazioni di arcate totalmente edentule. Ideale per riabilitazioni con più di 3.0mm di mucosa. Compatibile con lo standard più diffuso sul mercato. Disponibile dritto e preangolato a 17° e 30°. Confezionato con trasportatore. Confezionato sterile. Realizzato in Ti gr.5.


MUA

Multiprotesic system with screwed connection. For screwed bridges, screwed retentive bars, Toronto-Bridge, totally edentulous arch rehabs. Ideal for rehabilitation with more than 3.0mm of gingiva. Compatible with the most popular standard on the market. Available straight and pre angled at 17° and 30°. Packed with carrier. Sterile packaging. Made in Ti gr.5.


MUA

Sistema multiprotesico con conexión atornillada. Para puentes atornillados, barras retenivas atornilladas, Toronto-Bridge, rehabilitaciones de arco totalmente edéntulas. Ideal para rehabilitación con más de 3,0 mm de encía. Compatible con el estándar más popular del mercado. Disponible recto y pre angulado a 17° y 30°. Embalado con portador. Embalaje estéril. Hecho en Ti gr.5.


COMPONENTI PROTESICHE MUA

MUA PROSTHETIC COMPONENTS

COMPONENTES PROTESICOS MUA



01CMU10
MUA CASTABLE SLEEVE



Made in PMMA.
Use Prosthetic Driver.
Tightening torque 15 Ncm.
Retaining screw TYPE D included.



01TMU10
MUA IMPRESSION POST



01AMU10
MUA ANALOG




Made in Ti gr 5.
Use Prosthetic Driver.
Tightening torque 7 Ncm.



01CMU20
MUA TITANIUM SLEEVE



01GMU10
MUA HEALING CUP



Made in Ti gr 5.
Use Prosthetic Driver.
Tightening torque 15 Ncm.
Retaining screw TYPE D included.



COMPONENTI PROTESICHE MUA

Il sistema MUA presenta una serie di componenti protesiche che permettono di condizionare i tessuti molli, realizzare una presa d'impronta con tecnica aperta, realizzare un modello master con un analogo dedicato e realizzare riabilitazioni protesiche provvisorie e definitive.



MUA PROSTHETIC COMPONENTS

The MUA system has a series of prosthetic components that allow to condition soft tissues, make an impression with open tray technique, create a master model with a dedicated analog and realize temporary and definitive prosthetic rehabilitation.




COMPONENTES PROTESICOS MUA

El sistema MUA tiene una serie de componentes protésicos que permiten acondicionar tejidos blandos, hacer una impresión con técnica de cubeta abierta, crear un modelo maestro con un análogo dedicado y realizar rehabilitación protésica provisional y definitiva.


MONCONE PRE-MILLED

PRE-MILLED ABUTMENT

PILAR PRE-MILLED



Use Prosthetic Driver.
Tightening torque 25 Ncm.
Retaining screw TYPE A included.



MONCONE PRE-MILLED

Questo componente protesico è dotato di una connessione pre-tornita con tutte le caratteristiche e tutte le strette tolleranze della garanzia del sistema implantare di ADVAN.

Il moncone Pre-Milled consente di ottenere una componente secondaria con un design transgingivale personalizzato, indipendentemente dalla posizione dell'impianto; inoltre questo sistema protesico riduce i tempi di produzione e consente di orientare ciascun asse di inserimento della protesi secondaria.

Realizzato in Ti gr.5

PRE-MILLED ABUTMENT

This prosthetic component is equipped with a premilled connection with all the characteristics and all the strict tolerances of implant system guarantee by ADVAN. The Pre-Milled abutment allows you to have customized transgingival design, regardless implant position; moreover this prosthetic system reduces production times and allows to orient each insertion axis of the secondary prosthesis.

Made in Ti gr.5

PILAR PRE-MILLED

Este componente protésico está ya equipado con una conexión mecanizada con todas las características y todas las estrictas tolerancias de la garantía del sistema de implantes de ADVAN.

El pilar Pre-Milled le permite tener un diseño transgingival personalizado, independientemente de la posición del implante; además, este sistema protésico reduce los tiempos de producción y permite orientar cada eje de inserción de la prótesis secundaria.

Hecho en Ti gr.5.

VITI PROTESICHE

PROSTHETIC SCREWS

TORNILLOS PROTESICOS

			
01VFM16 Type A 3 pieces	01VFL16 Type B 3 pieces	01VGF16 Type C 3 pieces	01-VE14 Type D 3 pieces



VITI PROTESICHE

Vite protesica per componenti.
Realizzato in Ti gr.5.



PROSTHETIC SCREWS

Prosthetic screw for components.
Made in Ti gr.5.



TORNILLOS PROTESICOS

Tornillo protesico para componentes.
Hecho en Ti gr.5.



GARANZIA A VITA ADVAN

ADVAN LIFETIME WARRANTY

ADVAN GARANTÍA DE POR VIDA



Advan si pone l'obiettivo di fornire al Professionista prodotti che garantiscano sicurezza, efficacia e permettano l'efficienza professionale. Nell'ambito dell'attività quotidiana di sviluppo e miglioramento dei propri prodotti **Advan** si riserva il diritto di apportare modifiche a prodotti, strumenti, tecniche chirurgiche, tecniche protesiche ed istruzioni per l'uso nel caso in cui ciò costituisca un miglioramento per il prodotto ed un vantaggio per il Professionista. **Advan** si riserva il diritto di modificare prezzi, termini di consegna e condizioni di vendita senza necessità di preavviso. I prodotti non sono disponibili in tutti i Paesi.

Garanzia a vita: tutti gli impianti e i componenti delle protesi **Advan** sono garantiti contro difetti dovuti sia ai materiali utilizzati che ai processi di produzione. Questa garanzia è valida esclusivamente nel caso in cui i prodotti di **Advan** siano utilizzati in combinazione con componenti e strumenti originali, utilizzati secondo quanto previsto dalle Istruzioni per l'uso (IFU). La garanzia è valida esclusivamente per l'Odontoiatra e l'Odontotecnico e non può essere trasmessa ed impugnata dal Paziente. Tutte le modalità di impiego dei prodotti sono indicate nei protocolli d'uso e nei manuali chirurgici di cui si raccomanda un'attenta lettura oltre allo scrupoloso rispetto delle indicazioni contenute.

Advan ripara o sostituisce i prodotti difettosi in funzione del prodotto e della tipologia di intervento richiesta. L'acquirente originale si assume tutti i rischi e responsabilità derivanti dall'utilizzo del prodotto, usato sia separatamente sia unitamente a prodotti non distribuiti da **Advan**. La garanzia a vita si limita alla sostituzione del prodotto difettoso e non rimborserà l'Odontoiatra o l'Odontotecnico o il Paziente per eventuali componenti aggiuntivi, strumenti, costi di trattamento o altri costi e oneri derivanti da o collegati alla sostituzione del prodotto difettoso.

La pianificazione del trattamento e l'applicazione clinica dei prodotti sono di esclusiva responsabilità dell'Odontoiatra; **Advan** raccomanda di partecipare a corsi intensivi, di conseguire una specializzazione in implantologia, oltre a rispettare le Istruzioni per l'uso (IFU) e le indicazioni presenti nella documentazione tecnica disponibile agli utilizzatori. La vendita dei prodotti è consentita esclusivamente a Odontoiatri e Odontotecnici secondo le prescrizioni delle leggi vigenti. I prodotti nel presente catalogo possono essere coperti da brevetto. Qualsiasi sostituzione potrà avvenire solo previa compilazione e spedizione ad **Advan** del Modulo di reclamo, disponibile su richiesta presso il Servizio Clienti.

Il Modulo di reclamo dovrà essere compilato in tutte le sue parti, timbrato e firmato, accompagnato dal prodotto difettoso e dalle eventuali altre componenti installate dall'odontoiatra entro TRE (3) mesi dal verificarsi del difetto. In caso di fallimento dell'impianto è OBBLIGATORIO allegare la documentazione radiografica dell'impianto fallito. Prima di inviare qualsiasi prodotto, eseguirne la sterilizzazione.

Importante - Leggere le istruzioni prima dell'uso.

LIMITI E LIMITAZIONI

ADVAN NON RICONOSCE ALCUNA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA E **ADVAN** ESCLUDE QUALSIASI RESPONSABILITÀ PER GUADAGNI PERDUTI E DANNI DIRETTI O INDIRETTI, NONCHÉ DANNI COLLATERALI E CONSEGUENZIALI, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE CORRELATI AI PRODOTTI, AI SERVIZI O ALLE INFORMAZIONI DI **ADVAN**.



The aim of **Adván** is to deliver to the treatment Providers products that guarantee safety, efficacy and allow professional efficiency. During our activities for product development and product improvement **Adván** reserves the right to make changes to the products, instruments, surgical techniques and Instructions for use (IFU) if it constitutes a valuable improvement for the treatment Providers. **Adván** reserves the right to modify prices, delivery terms and sales terms without notice. Products might not be available in all Countries.

Lifetime Warranty: all implants and prosthetic components of **Adván** include a lifetime warranty that guarantees to replace any product that fails both for materials or manufacturing defects. This warranty is valid only if products are used in conjunction with the associated original components and instruments, used according to the Instructions for Use (IFU). The warranties given are exclusive for the benefit of eligible treatment Providers and are not for any other person or entity, including any patient.

Adván repairs or replaces the defective products according to the product defect and corrective action requested. The treatment Provider assumes all risks and liabilities deriving from the use of product, the lifetime warranty is limited to the replacement of defective product and **Adván** disclaims any liability to the treatment Provider or Patient and does not compensate costs for any additional components, instruments, treatment costs and any other cost related to or originated from the replacement of defective product.

Treatment planning and clinical application of the **Adván** products are under exclusive responsibility of treatment Provider; **Adván** recommends to attend intensive training programs, to complete a postgraduate dental implant courses and to strict adherence the Instructions for Use (IFU) and any other indication contained in the technical documentation available to Users. The product sale is authorized only to treatment Providers according with local regulatory rules and Laws. The products of this catalog could be patented or patent pending. Any replacement of product can be authorized by **Adván** only after submission of the "Guarantee Questionnaire" available upon request from Customer Service Office.

The "Guarantee Questionnaire" form must be filled in all the parts, duly signed and stamped, accompanied by the failed product and the other components placed by the treatment Provider within ONE (1) month after the product failure occurred. In case of an implant failure, x-ray of the failed implant IS MANDATORY. Prior to submit implant and the other components used in the treatment, ensure that sterilization of all the product has been made.

Warning – read carefully instructions for use (IFU) before product use

LIMITS AND LIMITATIONS

ADVÁN HEREBY DISCLAIMS ANY OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED AND **ADVÁN** HEREBY EXCLUDES ANY LIABILITY FOR LOST EARNINGS AND DIRECT OR INDIRECT DAMAGES AS WELL AS COLLATERAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES, DIRECTLY OR INDIRECTLY RELATED TO **ADVÁN** PRODUCTS, SERVICES OR INFORMATION.



El objetivo de **Adván** es ofrecer productos de tratamiento a los proveedores que garanticen la seguridad, la eficacia y la eficiencia profesional. Durante nuestras actividades de desarrollo de productos y mejora de productos, **Adván** se reserva el derecho de realizar cambios en los productos, instrumentos, técnicas quirúrgicas e instrucciones de uso (IFU) en caso de que esto constituya una mejoría para los proveedores de tratamiento. **Adván** se reserva el derecho de modificar los precios, los términos de entrega y los términos de venta sin previo aviso. Es posible que los productos no estén disponibles en todos los países.

Garantía de por vida: todos los implantes y componentes protésicos de **Adván** incluyen una garantía de por vida que garantiza la sustitución de cualquier producto que falle tanto en materiales como en defectos de fabricación. Esta garantía es válida solo si los productos se utilizan en conjunción con los componentes e instrumentos originales asociados, utilizados de acuerdo con las Instrucciones de uso (IFU). Las garantías otorgadas son exclusivas para el beneficio de los Proveedores de tratamiento elegibles y no lo son para ninguna otra persona o entidad, incluido ningún paciente.

Adván repara o reemplaza los productos defectuosos de acuerdo con el defecto del producto y la acción correctiva solicitada. El Proveedor de tratamiento asume todos los riesgos y responsabilidades derivados del uso del producto, la garantía de por vida se limita al reemplazo del producto defectuoso y **Adván** niega cualquier responsabilidad al Proveedor o Paciente de tratamiento y no compensa los costes por componentes adicionales, instrumentos, tratamiento costos y cualquier otro coste relacionado o originado por el reemplazo del producto defectuoso.

La planificación del tratamiento y la aplicación clínica de los productos **Adván** son responsabilidad exclusiva del Proveedor de tratamiento; **Adván** recomienda asistir a programas intensivos de capacitación, completar cursos de postgrado de implantes dentales y seguir estrictamente las Instrucciones de uso (IFU) y cualquier otra indicación contenida en el documentación disponible para los usuarios. La venta del producto está autorizada solo para proveedores de tratamiento de acuerdo con las leyes y normas regulatorias locales. Los productos de este catálogo podrían estar patentados o con patente en trámite. Cualquier reemplazo de producto puede ser autorizado por **Adván** solo después de la presentación del "Cuestionario de Garantía" disponible a petición de la Oficina de Servicio de Clientes.

El formulario "Cuestionario de garantía" se debe completar en todas las partes, debidamente firmado y sellado, acompañado por el producto fracasado y los demás componentes colocados por el proveedor del tratamiento dentro de UN (1) mes después de que se produjo la falla del producto. En caso de fracaso del implante, la radiografía del implante fracasado ES OBLIGATORIA. Antes de enviar el implante y los otros componentes utilizados en el tratamiento, asegúrese de que se haya realizado la esterilización de todo el producto.

Advertencia: lea cuidadosamente las instrucciones de uso (IFU) antes de usar el producto.

LÍMITES Y LIMITACIONES

ADVÁN DENIEGA CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, Y **ADVÁN** POR LA PRESENTE EXCLUYE TODA RESPONSABILIDAD POR GANANCIAS PERDIDAS Y DAÑOS DIRECTOS O INDIRECTOS, ASÍ COMO DAÑOS COLATERALES Y CONSECUENCIALES RELACIONADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON PRODUCTOS, SERVICIOS O INFORMACIÓN **ADVÁN**.

DESCRIZIONE DEI SIMBOLI

SYMBOLS DESCRIPTION

DESCRIPCIÓN DE SÍMBOLOS

	Lot number
	Reference Number
	Sterilized using irradiation
	Do not re-use
	Non sterile
	Use by-date
	Advan products covered by the CE mark fulfill the requirements of the Directive 93/42/CEE concerning medical devices and falls within Classes Im, Is, IIa, IIb
	Advan products covered by the CE mark without the identification number fulfill the requirements of the Directive 93/42/CEE concerning medical devices and falls within Class I
	Consult instruction for use
	Manufacturer
	Distributor
	Not locking prosthetic component
	Octagon locking prosthetic component
	Hex locking prosthetic component
	Multi packaging (the number reported in the symbol refers to the number of units in the packaging)





Advan s.r.l.

Via Fratelli Solari, 5
33020 Amaro (UD) - Italia
Tel. +39 0433.096245
Fax +39 0433.096246

info@advanimplantology.com

www.advanimplantology.com